

Stimpod NMS450X

TOF-MONITOR / RELAXOMETER

- Grafische Echtzeit-Darstellung des «train of four»
- Überwachung der neuromuskulären Erholung während aller Phasen der Relaxation
- Nerve-Mapping und Nerv-Lokalisierung inkl. Abstandsindikator



MIT
DREI-ACHSEN
BESCHLEUNIGUNGSMESSER

TOF-MONITORING

Stimpod NMS450X

TOF-Monitor mit Drei-Achsen-Beschleunigungsmesswandler


- Zur Erkennung von Restrelaxation
- Automatische Kalibrierung
- Jede EKG Elektrode verwendbar
- Verschiedene Stimulationsmodi möglich:
TOF / DB / PTC / TET / TWI
- Darstellung der Stimulationsmodi durch
Balkendiagramm und Prozentangabe



NEUE FUNKTIONEN:

NEU

ONE TOUCH Technologie:



- Mit einem Knopfdruck von der Elektrodenplatzierung bis zur Extubation
- Automatischer Wechsel von TOF zu PTC und zurück



- Auto Detekt-Funktion zur optimalen Elektrodenplatzierung



- Automatische Einstellung der supramaximalen Stromstärke
- Datentransfer zu externen Geräten

FreeCall 0800 -77 66 334

NERVE-MAPPING/LOKALISIERUNG

SCHNELLE & PRÄZISE KOMBINIERTE KARTIERUNG UND LOKALISIERUNG VON NERVEN

NERVE-MAPPING / LOKALISIERUNGS-MODUS (NMS 450/450)

- Nervenlokalisierung mit Hilfe des Nerve-Mappers
- Höhere Erfolgsrate bei Ansteuerung des Nervs
- Nerve-Mapping und Lokalisierung, ohne das Kabel austauschen oder entfernen zu müssen
- Automatische Kommunikation zwischen Stimpod und Stimulationskanüle



ABSTANDSINDIKATOR

- Exakte Nerv-Lokalisierung durch Anpassung der Impulslänge, der Stimulationsfrequenz und der Stromstärke

👁️ VISUELLE Darstellung:

- Visuelle Anzeige im Lokalisierungsmodus durch zwei Pfeilspitzen

🔊 AKUSTISCHE Darstellung:

- Bei erfolgreichem Stimulus werden Signaltöne in verschiedenen Tonhöhen abgegeben



PROMEDIA Medizintechnik

A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen



www.promedia-med.com

Tel. (0271) 31 460-0
Fax (0271) 31 460-80
Email info@promedia-med.de
Web www.promedia-med.de
Shop www.promedia-med.com

Ansprechpartner

Tobias Hauptmann, Tel. (0271) 31 460-306
t.hauptmann@promedia-med.de

KUNDENNÄHE & SERVICE nehmen wir wörtlich!

Mit 11 Standorten bieten wir Ihnen zuverlässige
Rundum-Versorgung und kompetenten Service.



STIMPOD NMS 450 Bestellmöglichkeiten:

> Stimpod NMS 450 Set:

XVT/XT-45021 Stimpod NMS 450 inkl. Zubehör:
TOF-Monitoring Kabel, Nerv-Lokalisierungskabel,
Nerve-Mapping Stift, Tragekoffer

> Zubehör:

XVT/XT-41014 Nerve-Mapping Kabel inkl. Nerv-Lokalisierungskabel
XVT/XT-45025 TOF-Kabel mit Beschleunigungsmesswandler (1,8 Meter lang)
XVT/XT-45025A TOF-Kabel mit Beschleunigungsmesswandler (3,5 Meter lang)
XVT/XT-45007A Gummiband für Beschleunigungsmesswandler (5 Stück)
XVT/XT-41007 Halter für Infusionsständer
XVT/XS400150102 Batteriefachdeckel
XT-45100A/B/C Datenkabel USB/Ethernet/RS232
XT-45101A/B/C Datenkabel - Set inklusive Software USB/Ethernet/RS232

Hersteller:



www.xavant.com